

ErgoNatural®
www.ergo-natural.com

ErgoNatural®
www.ergo-natural.com

Romero y Lavanda

SACO

térmico

SACO TERAPÉUTICO
DE HUESOS DE ACEITUNA TRITURADOS

100% NATURAL
FRÍO/CALOR

SACOS TERAPÉUTICOS 100% NATURAL. FRÍO/CALOR

Con aroma a lavanda y romero



¿Qué es?

Es una SACO TERAPÉUTICO COMPLETAMENTE NATURAL que alivia todo tipo de inflamaciones, molestias musculares y dolores articulares, realizando una acción desinflamatoria y calmante.

Es un apoyo eficaz en la recuperación de problemas que requieren aplicación de frío o de calor, realizando una acción desinflamatoria y calmante. Son una alternativa natural a las bolsas de agua, de calor o frío o a las mantas eléctricas y parches de gel.

Puede aportar hasta 30 minutos de temperatura en la zona a tratar o aliviar. La almohadilla terapéutica de ErgoNatural ECCO puede adaptarse a cualquier articulación, lumbares, cuello y cervicales moldeándose fácilmente, gracias a sus dimensiones y materiales nobles y sensibles.



SACOS TERAPÉUTICOS 100% NATURAL. FRÍO/CALOR

Con aroma a lavanda y romero



¿Por qué huesos de aceitunas triturados?

Los huesos de aceituna son de los artículos naturales que mejor almacenan la temperatura, ofreciendo durante más tiempo la emisión del calor o del frío que otros productos elaborados con semillas como el trigo.

El hueso de la aceituna de por sí tiene un tamaño medio que podría llegar a molestar al posicionarlo en algunas zonas. Triturándolo conseguimos que pueda moldearse mejor a cualquier forma que se quiera adaptar la almohadilla.

El hueso procede de la producción de empresas locales de aceite, después de ser extraído de la aceituna, es sometido a un proceso de secado, limpieza y triturado para eliminar todo tipo de impurezas y materiales no deseados, para así conseguir que nuestras almohadillas sean lo más efectivas posible aportando calor seco sin retención de humedad.

Además utilizamos una economía circular y de proximidad.

- MAYOR PODER CALORÍFICO
- NO APARECEN INSECTOS
- NO SE QUEMAN LA SEMILLAS DE RELLENO
- NO HUELE A PRODUCTO QUEMADO



SACOS TERAPÉUTICOS 100% NATURAL. FRÍO/CALOR

Con aroma a lavanda y romero



¿Cómo Utilizar la almohadilla ErgoNatural ECCO?

USOS

CON CALOR: Alivio del dolor de otitis, cólicos de bebé, cervicales, dolor de espalda, tendinitis, reuma, artritis, dolores menstruales, esguinces, etc. Calentamiento de la cama, la cuna, carritos de bebé.

CON FRÍO: inflamaciones, dolor de pies, esguinces, dolor dental, bajar la fiebre, contusiones, picaduras de insectos, hinchazones, etc.

TERAPIA DE CALOR



Al microondas, si deseamos tratar ciática, dolores de espalda, contracturas, reuma, cólicos, dolores menstruales, dolor de muelas, de oídos, calentar la cama...

TERAPIA DE FRÍO



Al congelador, dentro de una bolsa de plástico si deseamos mitigar dolores de cabeza, golpes, jaquecas, inflamaciones, varices, torceduras, piernas cansadas, quemaduras, fiebre, aliviar el calor...



SACOS TERAPÉUTICOS 100% NATURAL. FRÍO/CALOR

Con aroma a lavanda y romero



FABRICACIÓN Y COMPOSICIÓN:

Fabricada con productos 100% orgánicos respetando el medio ambiente y en almazaras locales de proximidad.

Después de estudios realizados que demuestran que la aceituna es de las semillas que mejor retienen la temperatura, decidimos elaborar las almohadillas **ErgoNatural ECCO** de forma manual y artesanal. Los huesos de las aceitunas provienen de almazaras locales para su posterior secado, triturados y lavados para obtener la materia prima deseada para nuestras almohadillas.

Las semillas elegidas para su aroma han sido seleccionadas de las lavandas de más calidad para obtener un aroma agradable y duradero.

- Algodón 100% orgánico.
- Huesos de aceituna triturados.
- Semillas de lavanda y romero.





SACOS TERAPÉUTICOS 100% NATURAL. FRÍO/CALOR

Con aroma a lavanda y romero



CARACTERÍSTICAS:

Colores:



Medidas: 45 x 13 cm
28 x 17 cm

Conservación:

- Funda extraíble y lavable.
- Guardarla en un lugar fresco y seco, y no dejarla largas temporadas sin calentar.
- Calentarla en el microondas al menos una vez cada dos meses.
- Lavar la funda exterior cuando se necesite.
- No lavar la funda interior que contiene el relleno.



SACOS TERAPÉUTICOS 100% NATURAL. FRÍO/CALOR

Con aroma a lavanda y romero



Nuestro compromiso:

Promover el uso de productos naturales y ecológicos, ser más responsables con el Medio Ambiente, reducir el uso de plásticos y productos de un solo uso además de conseguir la fabricación de proximidad y producción libre de emisiones de CO₂ y sostenibles.

ErgoNatural ECCO:

Diseño y fabricación de productos reutilizables que no generan residuos.

- Empleo de materiales alternativos al plástico.
- Productos naturales.
- Reutilización de productos desechados sin utilidades conocidas para la producción y fabricación de productos.
- Reducción del impacto de la huella de carbono utilizando materias primas de proximidad, diseñando y fabricando en nuestras instalaciones.

Advertencia de seguridad:

Cuidado al sacar del microondas.
Puede quemar si se calienta demasiado.





ErgoNatural[®]
www.ergo-natural.com

ErgoNatural[®] S.L.U. (Empresa propietaria de SCRFOOT[®] y MARVOK[®])
Calle Alguixo, nº 8, 46138 Rafelbuñol, Valencia. Teléfono: 96 186 41 83.
administracion@ergo-natural.com



Productos diseñados y fabricados íntegramente en España con los más altos estándares de calidad.

